



neolab® Stativgestell 13-teilig, komplett

Artikelbilder



Beschreibung

Ein komplettes Stativgestell, bei dem die Einzelteile nicht erst zusammengestellt werden müssen. Die Einzelteile einfach nach Bedarf anbringen, und die Arbeit kann beginnen. Stabile, schwere Ausführung.

Set, bestehend aus:

Stativplatte aus Stahl, beschichtet, 245 x 145 mm

Stativstab aus Edelstahl, 720 x 12 mm Ø

3 Doppelmuffen aus Alu Spannweite 15 mm

3 Trichterhalter aus Alu, kunststoffbelegt in unterschiedlichen Größen

1 Bürettenhalter aus Alu für 2 Büretten

1 Thermometerklemme

3 Zweifinger-Klemmen aus Alu

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-2288
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072060367
geeignet für	variable Anwendungen
Länge Stab/ Arm	720 mm

