



Bochem Stativring 18/10 Stahl, ID=50mm

Artikelbilder



Beschreibung

Stativring aus 18/10 Stahl, Innendurchmesser=50mm, Schaftlänge=160mm Gewicht in g: 138,0

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MN-0863
Hersteller (Marke)	Bochem
VGKL Nummer	310505500
EAN	4058072329501
Material	Edelstahl
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Zolltarifnummer	73269098
DM innen	50 mm

