



Bochem Stativring Stahl verzinkt, ID=130mm

Artikelbilder

Beschreibung

Stativring Stahl verzinkt, Innendurchmesser=130mm, Schaftlänge=220mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MN-0895
Hersteller (Marke)	Bochem
VGKL Nummer	100505583
EAN	4058072329822
Material	Stahl verzinkt
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Hessen
Zolltarifnummer	73269098
DM innen	130 mm

