



neoLab[®] Stativring 120 mm ø

Artikelbilder



Beschreibung

Die **ecoLab Stativringe** aus pulverbeschichtetem Stahl sind robust und ideal zum Einhängen von Scheidetrichern und anderen konischen Geräten geeignet. Suchen Sie sich den Ring mit dem passenden Durchmesser für Ihren Bedarf aus. So lassen sich Phasen sorgenlos über einen längeren Zeitraum trennen.

- 12 mm Stieldurchmesser

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	DT-0616
Hersteller (Marke)	neoLab
alte neoLab ArtikelNr.	E-0135
EAN	4058072228927
Farbe	silber
Material	Stahl verzinkt
Form	ringförmig. geschlossen
geeignet für	Scheidetrichter
Spannweite MAX	120 mm
Spannweite MIN	120 mm
für DM Stativstab MAX	12 mm
für DM Stativstab MIN	8 mm
zum Ankleben an	Stativstäbe

