



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Stativring 140 mm ø

9,80 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die **ecoLab Stativringe** aus pulverbeschichtetem Stahl sind robust und ideal zum Einhängen von Scheidetrichtern und anderen konischen Geräten geeignet. Suchen Sie sich den Ring mit dem passenden Durchmesser für Ihren Bedarf aus. So lassen sich Phasen sorgenlos über einen längeren Zeitraum trennen.

- 12 mm Stieldurchmesser

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	DT-0617
Hersteller (Marke)	neoLab
alte neoLab ArtikelNr.	E-0136
EAN	4058072228934
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	silber
Material	Stahl verzinkt
Form	ringförmig, geschlossen
geeignet für	Scheidetrichter
Spannweite MAX	140 mm
Spannweite MIN	140 mm
für DM Stativstab MAX	12 mm
für DM Stativstab MIN	8 mm
zum Anklebmen an	Stativstäbe

