



## neolab<sup>®</sup> Stativring 50 mm ø

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

Die **ecoLab Stativringe** aus pulverbeschichtetem Stahl sind robust und ideal zum Einhängen von Scheidetrichern und anderen konischen Geräten geeignet. Suchen Sie sich den Ring mit dem passenden Durchmesser für Ihren Bedarf aus. So lassen sich Phasen sorgenlos über einen längeren Zeitraum trennen.

- 12 mm Stieldurchmesser

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	E-0130
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072121068
Farbe	silber
Material	Stahl verzinkt
Form	ringförmig. geschlossen
geeignet für	Scheidetrichter
Spannweite MAX	50 mm
Spannweite MIN	50 mm
für DM Stativstab MAX	12 mm
für DM Stativstab MIN	8 mm
zum Anklebmen an	Stativstäbe

