



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Stativring 50 mm ø

8,40 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die **ecoLab Stativringe** aus pulverbeschichtetem Stahl sind robust und ideal zum Einhängen von Scheidetrichern und anderen konischen Geräten geeignet. Suchen Sie sich den Ring mit dem passenden Durchmesser für Ihren Bedarf aus. So lassen sich Phasen sorgenlos über einen längeren Zeitraum trennen.

- 12 mm Stieldurchmesser

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	E-0130
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072121068
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	silber
Material	Stahl verzinkt
Form	ringförmig. geschlossen
geeignet für	Scheidetricher
Spannweite MAX	50 mm
Spannweite MIN	50 mm
für DM Stativstab MAX	12 mm
für DM Stativstab MIN	8 mm
zum Anklemmen an	Stativstäbe

