



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Stativring 70 mm ø

**9,12 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Die **ecoLab Stativringe** aus pulverbeschichtetem Stahl sind robust und ideal zum Einhängen von Scheidetrichtern und anderen konischen Geräten geeignet. Suchen Sie sich den Ring mit dem passenden Durchmesser für Ihren Bedarf aus. So lassen sich Phasen sorgenlos über einen längeren Zeitraum trennen.

- 12 mm Stieldurchmesser

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	E-0132
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072121082
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	silber
Material	Stahl verzinkt
Form	ringförmig. geschlossen
geeignet für	Scheidetrichter
Spannweite MAX	70 mm
Spannweite MIN	70 mm
für DM Stativstab MAX	12 mm
für DM Stativstab MIN	8 mm
zum Anklemmen an	Stativstäbe

