



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Stativstab, 2 Gewindeanschlüsse M 12, Stahl pulverbeschichtet, schwarz

69,39 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Verbindungsstäbe für Stativsysteme

Ø 22 mm, 2 Gewindeanschlüsse M 12, Material: Stahl, pulverbeschichtet, schwarz (RAL 9005)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-1897
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-3899
EAN	4058072316341
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Stahl pulverbeschichtet
Gewinde	M12
DM Stab	22 mm
Länge Stab/ Arm	707 mm
Typ Stab	Stativstab

