



neoLab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neoFroxx BSA blocking solution for immunodetection

**188,50 €** Ab  
**166,95 €**  
zzgl. MwSt &  
**Versand**

### Product Images

## Beschreibung

---

BSA - Blockierungslösung für die Immunodetektion, 500 ml

Western Blot Membranen müssen Proteine und Antikörpern optimal binden, damit auch geringe Proteinkonzentrationen effektiv nachgewiesen werden können. Durch die Bindeeigenschaft der Membranoberfläche kommt es bei ungenügender Blockierung der freien Bindestellen nach dem Proteintransfer aber zu unspezifischen Hintergrundsignalen und fehlerhaften Ergebnissen. Für saubere Blots und reproduzierbare, zuverlässige Ergebnisse ist eine geeignete Blockierung daher zwingend notwendig. Je nach Ziel der Anwendung (Routine; Qualitätskontrolle; Publikation; Diagnostik) und Art der Probe bieten sich dabei verschiedene Blockierertypen an. Für viele Standardanwendungen ist das preiswerte Milchpulver oder Albumin (BSA) Mittel der Wahl. Bei hohem Hintergrund und unspezifischen Banden empfiehlt sich aber eine Umstellung auf wirkungsstärkerer Alternativen.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	1550ML500
Hersteller (Marke)	neoFroxx
EAN	4066306013614
HSNummer	38220000
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Packung	500 ml
Storage	Kühlung
steril	Nein

