



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neoFroxx CrossFroxx for immunodetection

128,40 € Ab
113,65 €
**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Verdünnungspuffer für Antikörper/Proben zur Unterdrückung unspezifischer Bindungen, Cross-Reaktivitäten und Matrix-Effekte.

Western Blot Membranen müssen Proteine und Antikörpern optimal binden, damit auch geringe Proteinkonzentrationen effektiv nachgewiesen werden können. Durch die Bindeeigenschaft der Membranoberfläche kommt es bei ungenügender Blockierung der freien Bindestellen nach dem Proteintransfer aber zu unspezifischen Hintergrundsignalen und fehlerhaften Ergebnissen. Für saubere Blots und reproduzierbare, zuverlässige Ergebnisse ist eine geeignete Blockierung daher zwingend notwendig. Je nach Ziel der Anwendung (Routine; Qualitätskontrolle; Publikation; Diagnostik) und Art der Probe bieten sich dabei verschiedene Blockierertypen an. Für viele Standardanwendungen ist das preiswerte Milchpulver oder Albumin (BSA) Mittel der Wahl. Bei hohem Hintergrund und unspezifischen Banden empfiehlt sich aber eine Umstellung auf wirkungsstärkerer Alternativen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1056ML050
Hersteller (Marke)	neoFroxx
EAN	4066306038280
HSNummer	38220000
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Packung	50 ml
Storage	Raumtemperatur
steril	Nein

