



## HiMedia Allopurinol, 1 g

### Artikelbilder

---



# Beschreibung

Hi-Media Allopurinol, 1 g

## Zusätzliche Informationen

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Art.-Nr.           | RM1908-1G      |
| ClassPG            | 6.1            |
| Hersteller (Marke) | Hi-Media       |
| HSNummer           | 29335995       |
| Packung            | 1 g            |
| Storage            | Raumtemperatur |
| UNNummer           | UN2811         |

