



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



HiMedia Arsenic Test Kit, 1 NO

44,40 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Hi-Media Arsenic Test Kit, 1 NO

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------------|----------------|
| Art.-Nr. | WT025-INO |
| Hersteller (Marke) | Hi-Media |
| EAN | 4066292447059 |
| HSNummer | 38220000 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Nein |
| Packung | 1 NO |
| Storage | Raumtemperatur |
| steril | Nein |

