



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



HiMedia Buffer Solution, pH 7.0 ± 0.02, 500 ml

138,60 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Hi-Media Buffer Solution, pH 7.0 ± 0.02, 500 ml

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	R063-500ML
Hersteller (Marke)	Hi-Media
HSNummer	38220000
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Packung	500 ml
Storage	Kühlung
steril	Nein

