



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



HiMedia Buffered HiVeg™ Peptone Water w/ NaCl, 500 g

71,70 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Für Sterilitätstests und zur Bestimmung mikrobieller Grenzwerte in Pharmazeutischen Laboren und Herstellungsprozessen.

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------------|----------------|
| Art.-Nr. | MVI275-500G |
| Hersteller (Marke) | Hi-Media |
| HSNummer | 38210000 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Nein |
| Packung | 500 g |
| Storage | Raumtemperatur |
| steril | Nein |

