




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



HiMedia Buffered Peptone Water (6 Fold Strength, 5 kg

709,30 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Hi-Media Buffered Peptone Water (6 Fold Strength, 5 kg)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	M2050-5KG
Hersteller (Marke)	Hi-Media
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Packung	5 kg
Storage	Raumtemperatur
steril	Nein

