



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



HiMedia Buffered Sodium Chloride-Peptone Solution, pH 7.0, 500 g

71,70 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Hi-Media Buffered Sodium Chloride–Peptone Solution, pH 7.0, 500 g

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MHI275-500G
Hersteller (Marke)	Hi-Media
HSNummer	38210000
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Packung	500 g
Storage	Raumtemperatur
steril	Nein

