



## HiMedia D-(+)-Arabitol, 5 g

### Artikelbilder

---



# Beschreibung

Hi-Media D (+) - Arabitol, 5 g

## Zusätzliche Informationen

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Art.-Nr.           | RM4043-5G      |
| Hersteller (Marke) | Hi-Media       |
| CASNummer          | 488-82-4       |
| HSNummer           | 29054900       |
| Packung            | 5 g            |
| Storage            | Raumtemperatur |
| steril             | Nein           |

