



## HiMedia D-(+)-Raffinose pentahydrate, 100 g

### Artikelbilder

---



# Beschreibung

Hi-Media D(+)-Raffinose, pentahydrate, 100 g

## Zusätzliche Informationen

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Art.-Nr.           | RM107-100G     |
| Hersteller (Marke) | Hi-Media       |
| CASNummer          | 17629-30-0     |
| HSNummer           | 29400000       |
| Packung            | 100 g          |
| Storage            | Raumtemperatur |
| steril             | Nein           |

