



## HiMedia D(-)-Sorbitol, 1 kg

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

Hi-Media D(-)-Sorbitol, 1 kg

# Zusätzliche Informationen

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Art.-Nr.           | PCT0606-1KG    |
| Hersteller (Marke) | Hi-Media       |
| CASNummer          | 50-70-4        |
| HSNummer           | 29054491       |
| Molmasse           | 182.18 g/mol   |
| Packung            | 1 kg           |
| Storage            | Raumtemperatur |
| steril             | Nein           |

