



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



HiMedia Dowex® 50WX8, 100 - 200 mesh, 250 g

**Preis auf
Anfrage
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Hi-Media Dowex® 50WX8, 100 - 200 mesh, 250 g

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	RM2814-250G
Hersteller (Marke)	Hi-Media
HSNummer	39140000
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Packung	250 g
Storage	Raumtemperatur

