



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## HiMedia Drierite® indicating type 10-20 mesh, 500 g

**460,40 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Hi-Media Drierite® indicating type 10-20 mesh, 500 g

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	RM3418-500G
ClassPG	9
Hersteller (Marke)	Hi-Media
HSNummer	38220000
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Packung	500 g
Storage	Raumtemperatur
UNNummer	UN3077
steril	Nein

