



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



HiMedia dATP solution, 100mM, 250 μ l

78,60 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Hi-Media dATP solution, 100mM, 250 µl

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MBT054-0.25ML
Hersteller (Marke)	Hi-Media
HSNummer	38220000
Transporttemperatur	Trockeneis
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Packung	250 µl
Storage	Raumtemperatur
steril	Nein

