



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## HiMedia Fixative (BFA), for rapid fixing of haematological samples, 500 ml

**61,30 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Hi-Media Fixative (BFA), for rapid fixing of haematological samples, 500 ml

## Zusätzliche Informationen

---

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Art.-Nr.                 | S119-500ML     |
| Hersteller (Marke)       | Hi-Media       |
| Transporttemperatur      | Raumtemperatur |
| HSNummer                 | 38220000       |
| autoklavierbar bei 121°C | Nein           |
| Packung                  | 500 ml         |
| Storage                  | Raumtemperatur |
| steril                   | Nein           |

