



HiMedia HiVeg™ Peptone, 500 g

Artikelbilder



Beschreibung

Ausgangsmaterial für alle HiVeg™-Produkte sind ausgewählte pflanzliche Proteine, die unter Verwendung pflanzlicher Enzyme zu Peptiden und Aminosäuren verdaut werden. Für jedes tierische Produkt wurde in langjähriger Arbeit ein pflanzlicher Ersatz entwickelt, welcher sowohl in seiner Zusammensetzung, als auch in seinen Wachstumseigenschaften kaum noch vom Original zu unterscheiden ist.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	RM001V-500G
Hersteller (Marke)	Hi-Media
HSNummer	35040010
Packung	500 g
Storage	Raumtemperatur
steril	Nein

