



# HiMedia (±)-Jasmonic acid, 250 mg

## Artikelbilder

## Beschreibung

Hi-Media (±)-Jasmonic acid, 250 mg

## Zusätzliche Informationen

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Art.-Nr.           | PCT0805-250MG |
| Hersteller (Marke) | Hi-Media      |
| CASNummer          | 77026-92-7    |
| HSNummer           | 29183000      |
| Packung            | 250 mg        |
| Storage            | Kühlung       |
| steril             | Nein          |

