



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



HiMedia Kirchner Medium Base, Modified, 500 g

76,20 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Hi-Media Kirchner Medium Base, Modified, 500 g

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	M161-500G
Hersteller (Marke)	Hi-Media
HSNummer	38210000
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Packung	500 g
Storage	Raumtemperatur
steril	Nein

