



## HiMedia L-Asparagine monohydrate, 500 g

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Hi-Media L-Asparagine monohydrate, 500 g

### Zusätzliche Informationen

---

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Art.-Nr.           | PCT0303-500G   |
| Hersteller (Marke) | Hi-Media       |
| CASNummer          | 5794-13-8      |
| HSNummer           | 29241900       |
| Packung            | 500 g          |
| Storage            | Raumtemperatur |
| steril             | Nein           |

