



# HiMedia L-Tryptophan, 5 g

## Artikelbilder

## Beschreibung

Hi-Media L-Tryptophan, 5 g

## Zusätzliche Informationen

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Art.-Nr.           | PCT0320-5G     |
| Hersteller (Marke) | Hi-Media       |
| CASNummer          | 73-22-3        |
| HSNummer           | 29339980       |
| Packung            | 5 g            |
| Storage            | Raumtemperatur |
| steril             | Nein           |

