



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



HiMedia Motility-Indole-Lysine HiVeg™ Medium (MIL HiVeg™ Medium), 500 g

72,70 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Hi-Media Motility-Indole-Lysine HiVeg™ Medium (MIL HiVeg™ Medium), 500 g

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------------|----------------|
| Art.-Nr. | MV847-500G |
| Hersteller (Marke) | Hi-Media |
| HSNummer | 38210000 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Nein |
| Packung | 500 g |
| Storage | Raumtemperatur |
| steril | Nein |

