



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



HiMedia Phenosafranine, Certified, 5 g

159,80 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	RM4423-5G
Hersteller (Marke)	Hi-Media
HSNummer	32129000
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Packung	5 g
Storage	Raumtemperatur
steril	Nein

