




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



HiMedia Phosphate Buffered Saline pH 7.4, 20 L

55,50 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Hi-Media Phosphate Buffered Saline pH 7.4, 20 L

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TS1101-20L
Hersteller (Marke)	Hi-Media
HSNummer	38220000
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Packung	20 L
Storage	Kühlung
steril	Nein

