



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



HiMedia Phosphate Buffered Saline, pH 7.2, 5 L

16,40 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Hi-Media Phosphate Buffered Saline, pH 7.2, 5 L

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TS1099-5L
Hersteller (Marke)	Hi-Media
HSNummer	38220000
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Packung	5 L
Storage	Kühlung
steril	Nein

