



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



HiMedia Phosphate Buffered Saline, pH 7.4 1X w/ Phenol red, 500 ml

14,40 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Hi-Media Phosphate Buffered Saline, pH 7.4 1X w/ Phenol red, 500 ml

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TL1126-500ML
Hersteller (Marke)	Hi-Media
EAN	4066292348837
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Packung	500 ml
Storage	Raumtemperatur
steril	Nein

