



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



HiMedia Pseudomonas Agar Medium For Detection of Pyocyanin Medium 21, 100 g

**Preis auf
Anfrage**

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images

Beschreibung

Hi-Media Pseudomonas Agar Medium For Detection of Pyocyanin Medium 21, 100 g

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MM119-100G
Hersteller (Marke)	Hi-Media
HSNummer	38210000
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Packung	100 g
Storage	Raumtemperatur
steril	Nein

