



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



HiMedia Silver Staining Kit, 1 Kit

368,80 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Hi-Media Silver Staining Kit, 1 Kit

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ML123-IKT
Hersteller (Marke)	Hi-Media
Transporttemperatur	Raumtemperatur
HSNummer	38210000
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Packung	1 Kit
Storage	Kühlung
steril	Nein

