



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## HiMedia Wright's Stain, Certified, 500 ml

**15,70 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images

---

## Beschreibung

---

Hi-Media Wright's Stain, Certified, 500 ml

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	S030-500ML
Hersteller (Marke)	Hi-Media
HSNummer	38220000
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Packung	500 ml
Storage	Raumtemperatur
steril	Nein

