



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Analytik Jena Biometra TAdvanced Basis 230 V

5.850,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Biometra TAdvanced Basis 230 V Die Biometra-Thermocycler zeichnen sich durch viele hochwertige Details aus, die Ihnen im Laboralltag das Leben erleichtern und sehr gute Ergebnisse sicherstellen. : Biometra TAdvanced Basiseinheit zur Verwendung mit einem Biometra TAdvanced Blockmodul Lieferumfang Basiseinheit, Stromversorgungskabel, Handbuch Software PCR-Control-App Einfach und unkompliziert Zusätzlich zur einfachen Programmierung direkt am Gerät können die Biometra-Thermocycler in einem Netzwerk komfortabel über Smartphone oder Tablet angesprochen werden. Die PCR-Control-App ermöglicht die Ansteuerung und Überwachung der Geräte auch außerhalb des Labors und eröffnet somit neue Freiräume. Die iOS- und Android-kompatible Software bietet viele Möglichkeiten: Live-Monitoring von PCR-Läufen Starten und Stoppen von Läufen Speichern und Kopieren von Programmen Auslesen von Parametern und Mitteilungen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	AJ-0112
Hersteller (Marke)	Analytik Jena
EAN	4058072994327
Transporttemperatur	Raumtemperatur

