




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



HiMedia Yeast Nitrogen Base Agar (Twin pack), 100 g

58,30 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Hi-Media Yeast Nitrogen Base Agar (Twin pack), 100 g

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------------|----------------|
| Art.-Nr. | M677-100G |
| Hersteller (Marke) | Hi-Media |
| HSNummer | 38210000 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Nein |
| Packung | 100 g |
| Storage | Kühlung |
| steril | Nein |

