



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



HiMedia ZN Acid Fast Stains Kit (contains S033, S005 and S022), 1 Kit

24,40 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Hi-Media ZN Acid Fast Stains Kit (contains S033, S005 and S022), 1 Kit

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	K005-1KT
Hersteller (Marke)	Hi-Media
HSNummer	38220000
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Packung	1 Kit
Storage	Raumtemperatur
steril	Nein

