



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## HiMedia ZN Acid Fast Stains Kit (contains S033, S005 and S022), 1 Kit

**80,50 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images

---

## Beschreibung

---

Hi-Media ZN Acid Fast Stains Kit (contains S033, S005 and S022), 1 Kit

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	K005L-1KT
Hersteller (Marke)	Hi-Media
HSNummer	38220000
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Packung	1 Kit
Storage	Raumtemperatur
steril	Nein

