



neoFroxx® Acetonitril für die HPLC, 1 L

Artikelbilder



Beschreibung

Hochreine Lösemittel (Assay > 99,9%) mit hoher UV-Durchlässigkeit, niedriger Eigenfluoreszenz, geringem Abdampfdruckstand (max. 0,0005%) und geringer Azidität/Alkalität.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LC-4079.1
ClassPG	3/II
ECNummer	2008352
Hersteller (Marke)	neoFroxx
alte neoLab ArtikelNr.	SO-2856-B010
GHS-Symbols	GHS02 GHS07
EAN	4066306007668
CASNummer	75-05-8
H-Sätze	H225-H302-H312-H319-H332
HSNummer	29269070
Molmasse	41.05 g/mol
Gefahrgut	Ja
P-Sätze	P210-P305+P351+P338-P403+P235
Packung	1 L
Qualität	für die HPLC
Storage	Raumtemperatur
UNNummer	UN1648
steril	Nein
Signalwort	Gefahr

