



neoFroxx[®] Acetonitril für die LC-MS, 2.5 L

Artikelbilder



Beschreibung

Durch die Kopplung von HPLC und Massenspektrometrie werden die Anforderungen an Lösemittel und Additive noch weiter in die Höhe geschraubt. Neben einer Verschärfung der für HPLC-Lösemittel geltenden Spezifikationsparameter, werden zur Minimierung des Hintergrundrauschens auch Spurenelemente, organische Verunreinigungen und Ionen entfernt.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LC-10567.1
ClassPG	3/II
ECNummer	2008352
Hersteller (Marke)	neoFroxx
alte neoLab ArtikelNr.	SO-9340-B025
EAN	4066306003233
CASNummer	75-05-8
HSNummer	29269070
Molmasse	41.05 g/mol
Packung	2.5 L
Storage	Raumtemperatur
UNNummer	UN1648
steril	Nein

