



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neoFroxx Pufferlösung standardisiert pH 6,88

28,10 € Ab
24,85 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser! Um die Genauigkeit Ihrer pH-Elektrode regelmäßig zu prüfen – und ggfs. nachjustieren – bieten wir geeignete Pufferlösungen mit genau definierten pH-Werten an. Die pH-Kalibrierlösungen sind jeweils als farblose und farbige Varianten (rot, grün, blau) erhältlich. Das chargenspezifische Analysenzertifikat garantiert eine maximaler Abweichung von +/- 0,02 pH-Einheiten.

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------------|----------------|
| Art.-Nr. | LC-15100.1 |
| Hersteller (Marke) | neoFroxx |
| EAN | 4066306039874 |
| HSNummer | 38220000 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Nein |
| Packung | 250 ml |
| Storage | Raumtemperatur |
| steril | Nein |

