



Bürkle® SteriBag Premium

Artikelbilder



Beschreibung

Die Probenbeutel SteriBag Premium vereinen auf einzigartige Weise ein höchstes Maß an Sicherheit, Sterilität, Originalitätsversiegelung und Nachverfolgbarkeit, sie dienen zum sicheren Transport und zur Aufbewahrung von Proben. Nach der Probenahme kann die Probe direkt in den sterilen Probenbeutel gefüllt werden. Der Originalitätsverschluss verschließt den Beutel flüssigkeitsdicht und sicher. Beim Versuch den Verschluss wieder zu öffnen, erscheint gut sichtbar das Wort „STOP“. Sowohl der Probenbeutel als auch das Abrissfeld ist mit einer eindeutigen Tracking-Nummer beschriftet, dies ermöglicht eine lückenlose Dokumentation und Nachverfolgung. SteriBag Premium ist für viele anspruchsvolle Anwendungen in der Lebensmittel-, Pharma-, Medizinbranche sowie der Reinraum- oder Biotechnologie geeignet. Gammastrahlensterilisiert (SAL 10⁻⁶) Mit integriertem Originalitätsverschluss für Manipulationsnachweis Eindeutige Identifizierung über Tracking-Code Geeignet für den Einsatz mit Lebensmitteln

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KL-0812
Hersteller (Marke)	Bürkle
VGKL Nummer	100454480

