



## Nalgene<sup>®</sup> LDPE-Probenbeutel

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

Nalgene™ LDPE-Probenbeutel Halten Sie mit den Thermo Scientific Nalgene LDPE-Probenbeuteln trockene Proben trocken und feuchte Proben feucht. Ideal für kleine Laborgegenstände, botanische Proben und andere Präparate. Beschreibung: Strapazierfähige Beutel mit Doppelschlossrillen sind ideal für Kleinteile im Labor und botanische oder andere Proben. Länge (angloamerikanisch): 13 in. Länge (metrisch): 33 cm Breite (angloamerikanisch): 6 in. Breite (metrisch): 15.2 cm Unit Size: Case of 250

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-1739
Hersteller (Marke)	Nalgene

