



neoLab® 19TLG. Zangen-/Schraubendreher-Set

Artikelbilder



Beschreibung

neoLab Toolbox 19 Teile - Werkzeug-Komplett-Set

Lieferumfang

- Rostfreie Pinzette
- 12 Computerschraubendreher: Schlitz 2/2,5/3 mm, PH 00/0/1, T-Profil T6/T7/T8/T9/T10/T15 mm
- 6 Minizangen: Seitenschneider 115 mm, Spitzzange gerade 115/125 mm, Spitzzange gebogen 125 mm, Vornschneider 115 mm, Flachzange 125 mm
- Schwarze Tasche

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	DK-0565
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4066292505995
steril	Nein

