



## Bohlender<sup>®</sup> BOLA Dosen 1000 ml

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

BOLA Dosen Durchscheinend, porenfrei, robuste Ausführung, Schraubverschluss. Abmessungen: Inhalt ml 1.000 Gesamthöhe mm 151 Außen-Ø mm 107 Innen-Ø mm 100,0 Gewinde S 110 Tiefe mm 139

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	ER-0039
Hersteller (Marke)	Bohlender
VGKL Nummer	221713012

