



Bohlender[®] BOLA Dosen 240 ml

Artikelbilder



Beschreibung

BOLA Dosen Durchscheinend, porenfrei, robuste Ausführung, Schraubverschluss. Abmessungen: Inhalt ml 240 Gesamthöhe mm 95 Außen-Ø mm 66 Innen-Ø mm 60,0 Gewinde S 69 Tiefe mm 86

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ER-0037
Hersteller (Marke)	Bohlender
VGKL Nummer	221713009

