



Bohlender® BOLA Dosen 500 ml

Artikelbilder



Beschreibung

BOLA Dosen Durchscheinend, porenfrei, robuste Ausführung, Schraubverschluss. Abmessungen: Inhalt ml 500 Gesamthöhe mm 120 Außen-Ø mm 85 Innen-Ø mm 80,0 Gewinde S 88 Tiefe mm 109

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ER-0038
Hersteller (Marke)	Bohlender
VGKL Nummer	221713011

